

www.ortopediaguzman.com



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO

AD812



www.ortopediaguzman.com

DESCRIPCIÓN

Bandeja de regazo fabricada de plástica transparente que proporciona excelente visibilidad de las extremidades inferiores.

Se adapta a la mayoría de sillas de ancho exterior de 47 a 56 cm, siempre que tengan reposabrazos largos y sean rectos, que no tengan curva.

Tiene un diseño ergonómico envolvente con pestaña frontal.

La mesita transparente se puede utilizar en el hogar, en residencias de la tercera edad, en hospitales y centros de rehabilitación. Se coloca en los reposabrazos de las sillas de ruedas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Le recomendamos que antes de utilizar la mesita lea y entienda este manual de usuario.

Antes de la utilización compruebe que la mesa está bien sujeta en los reposabrazos de la silla de ruedas.

En usos inadecuados, por ejemplo si hay un exceso de peso, pueden producirse defectos y/o daños personales.

CONTENIDO

Cuando reciba la mesita compruebe el contenido:

1 x tablero mesita

2 x piezas laterales (uno de los lados curvado)

2 x piezas inferiores (ambos lados curvados)

4 x tornillos

4 x tuercas

MONTAJE

La mesita transparente viene desmontada. Para montar la mesita siga estos sencillos pasos.

Paso 1: Coloque dos tornillos en las ranuras del tablero de uno de los lados.

Paso 2: Coloque una de las piezas inferiores encajando los tornillos en los agujeros.

Paso 3: Una vez haya colocado la pieza coloque la pieza lateral y coloque las tuercas. No las apriete demasiado.

Paso 4: Haga lo mismo con el otro lado.

Paso 5: Cuando ambos lados estén montados coloque la mesita en la silla de ruedas y regule el ancho para que quede fija. Una vez regulado apriete las tuercas.

DATOS TÉCNICOS

Medidas mesita: 62,5 x 57 cm

Adaptable a sillas de 47 a 56 cm de ancho (siempre que tengan reposabrazos largos y rectos, que no tengan curva)

Peso máximo que soporta: 10 kg

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpie la mesita transparente con agua tibia y un detergente neutro.

Utilice un paño suave que no suelte pelo.

Esta mesita no es resistente a: agua y vapor calientes, acetona, hidrocarburos halógenos como cloroformo, diclorometano, ácidos y lejías concentrados.

www.ortopediaguzman.com

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley vigente de Garantías que hace referencia a todos los defectos de fabricación de los productos. Quedan excluidos los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por un uso indebido, así como la falta de mantenimiento. La garantía no cubre modificaciones en el producto, así como el empleo de recambios no originales.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de su garantía.

www.ortopediaguzman.com



Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
Llobregat, 12
08130 Santa Perpètua - Barcelona
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com



www.ortopediaguzman.com