



100 kg

- **Sobrecolchón de celdas individuales de PU.** Las celdas proveen presión alternada en ciclos de 10 minutos para evitar las presiones prolongadas y excesivas.
- Para pacientes que tienen un nivel de riesgo de desarrollo de escaras medio o elevado, con un resultado inferior o igual a 14 según la escala de Norton, guardando cama más de 14 horas al día.
- Compresor de aire con ajuste manual, regulador considerando el peso del paciente de 50 a 100 kg. equipado de dos piezas de fijación para colocarlo en la cama o sus paneles.
- Base de presión alternante continua.



## Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

	Ancho	Largo	Altura	Peso total	Peso máx. usuario	Limpieza
<b>Eskal</b>	890 mm	1980 mm	68 mm	2 kg	100 kg	
<b>Excel</b>	880 mm	1950 mm	152 mm	10 kg	140 kg	71 °C
<b>Propad Visco</b>	870 mm	1875 mm	85 mm	7,1 kg	108 kg	80 °C