

MALTE

MOVIMIENTO Y ESTIMULACIÓN


- Andador posterior para el entrenamiento de la marcha.
- Para moverse de forma independiente y segura.
- Robusto y ligero para facilitar una marcha estable y natural.
- Variedad de accesorios y regulaciones para adaptarse a cada usuario.
- Disponible en 5 tallas.



DESTACADOS



SOPORTE PÉLVICO



SOPORTE ANTEREZO



PLEGADO



EMPUÑADURAS AJUSTABLES EN ALTURA

MEDIDAS

	Talla 0	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
Altura total	29-53	34-58	51-75	68-94	84-113
Distancia entre empuñaduras	22-36	22-36	30-44	38-52	43-57
Altura asiento	-	33	45	60	70
Carga máxima	20	30	50	75 / 70	100

Medidas en cm y peso en kg.

