



MOTomed®  
MUVI



[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

## Movimiento simultáneo exclusivo

Los usuarios del MOTomed muvi pueden ejercitar **por separado o simultáneamente las piernas, los brazos y el torso**. Podrá ajustar la velocidad y la resistencia por separado para su entrenamiento de piernas o brazos/torso. El movimiento completo del MOTomed permite mejorar eficazmente la fuerza muscular y la movilidad, así como fortalecer el sistema cardiovascular.

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)


Imagen informativa sujeta a variaciones MOTomed muvi

# MOTomed® muvi

Entrenador de piernas y/o brazos/torso con movimiento simultáneo



Código: 300.000



## Datos técnicos

Dimensiones en cm (L×An×Al):	95-108 × 60 × 124-135 cm
Peso:	51 kg
Peso máx. autorizado del usuario:	135 kg
Diagonal de pantalla:	12,1" / 30,7 cm
Clasificación:	segun MDD 93/42/CEE IIa

Tensión de red: 100-240 V~ / máx. 120 VA, frecuencia de red: 47-63 Hz, equipo de clase: II / tipo BF

## Características de equipamiento

- Movimiento simultáneo, modos de terapia para piernas y brazos/torso ajustables independientemente
- Pantalla táctil a color (12,1") giratoria e inclinable
- Pedales de seguridad plastificados con fijación mediante cierre de velcro
- Asidero plastificado
- Entrenador de brazos/torso giratorio, regulable en altura y distancia
- Con asideros plastificados con cierre rápido
- Ajuste del radio del pedal de 2 etapas (7 cm o 12,5 cm)
- Estructura muy robusta totalmente metálica de alta calidad y estable con pie de apoyo extensible
- Fácilmente transportable con ruedas de transporte (Ø de 15 cm)
- Vídeo sobre manejo instalado
- Interfaz serial y USB
- Colores: blanco/cromo/negro

## Funciones

- Entrenamiento pasivo, asistido y activo
- Entrenador simultáneo de piernas y brazos/ torso con ajuste de intensidad individual
- Posibilidad de ubicación personalizada de los iconos de la pantalla
- Asistente de inserción en el pedal
- Velocidad de 1 a 60 r. p. m. (pasiva)
- Regulación de la resistencia de 0 a 20 (activa)
- Regulación de la potencia del motor de 1 a 10 (pasiva)
- Preajuste del tiempo de terapia de 0 a 120 minutos
- Programa de detección y reducción de espasmos
- Parada de seguridad
- Indicador de simetría del movimiento en el entrenador de piernas y brazos/torso
- Movimiento giratorio silencioso, suave y armonioso (movimiento relajante)
- Arranque y parada suaves del movimiento
- Programas de terapia y motivación
- Información detallada durante y después del entrenamiento
- Exportación de datos de entrenamiento e importación de programas propios
- Juegos y vídeos
- Presentación de imágenes por USB (se entrega sin memoria USB)
- Selección de idioma

## Accesorios de uso frecuente (más accesorios a partir de la [página 40](#))

Descripción	Código	Página
Guías de piernas con soporte para pantorrillas plastificado (par)	303.000	<a href="#">P. 45</a> ⓘ
Fijación rápida para el pie «QuickFix» (par)	265.004	<a href="#">P. 46</a> ⓘ
Muñequera para fijación de la mano (unidad)	562.000	<a href="#">P. 48</a> ⓘ