



## Transfer 'Flexible'

H8800



<https://www.ayudasdinamicas.com/transfer-flexible/>



[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

### Descripción

Cabestrillo flexible de gran ayuda para los asistentes al transferir y volver a colocar pacientes. Permite sujetarlos por detrás o por debajo, según la situación, ya se trate de uno o dos asistentes. Reduce considerablemente el esfuerzo y aumenta la seguridad de las transferencias.



400  
gr

total

110  
kg

máximo

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)





[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

### Tabla de medidas y modelos

MODELO	H8800
LARGO	51 cm
ANCHO	21 cm

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

