



El sistema de cierre magnético Arnetec-Fix esta formado por 3 componentes:

- 1- Vástago metálico con ranura de anclaje.
- 2- Botón prisionero con mecanismo de fijación.
- 3- Liberador magnético que permite su apertura.

Ref.: 1010



**ARNÉS DE SUJECIÓN A CAMA CON IMANES**

**Características:**

Fabricado en poliéster 100% y forro de rizo de algodón en su interior, el cinturón pélvico posee en sus laterales pasadores metálicos para incorporar las cinchas de regulación del rango de rotación del paciente. Sistemas de cierre magnéticos adaptados a estos arneses facilitarán la rápida y cómoda colocación del dispositivo evitando la manipulación por parte del propio paciente o personas no autorizadas.

**Indicaciones:**

Indicado en pacientes encamados, en los que se requiere un control de su movilidad y permanencia en la cama y que permite a su vez pequeños cambios posturales de rotación, hacia la derecha o hacia la izquierda.

**Color:**

Blanco.

TALLAS	PERÍMETRO CM
0	50-70
1	70-115
2	115-140

Hasta camas de ancho 150 cm.



[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)

[www.ortopediaguzman.com](http://www.ortopediaguzman.com)