



REHAGIRONA

www.ortopediaguzman.com

CLEO

Cleo Ti



www.ortopediaguzman.com



El accesorio Cleo Ti hace que la silla Cleo sea basculante, cambiando así la posición del usuario de activa a pasiva de forma fácil y rápida.

Tanto la basculación como la reclinación se pueden manejar fácilmente y ofrecen diferentes posiciones de ángulo para un cuidado perfecto. El ángulo del asiento se puede ajustar cómodamente de -5° a $+45^{\circ}$, mientras que el respaldo se puede reclinar de -5° a $+35^{\circ}$ (en 6 tramos de 8°).

Cleo Ti es sólo posible con dos antivuelcos HO-3275-1801 + HO-3275-1802, y no es compatible con HO-327X-1410.

Altura asiento:

Chasis talla 1: 38cm - 41 cm

Chasis talla 2: 40,5 cm - 43,5 cm

Chasis talla 3: 45 cm - 48 cm

Modelos y tallas

- HO-SA-399-MP

www.ortopediaguzman.com